

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-2281-p-7607.html>



## Stabilizator nadgarstka - 2281

Numer katalogowy	<b>2281</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **2281 Stabilizator nadgarstka.**

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych.

**Numer katalogowy:** 2281.

**Rozmiar** (obwód wokół nadgarstka):

**S** 13,0cm - 16,5cm

**M** 16,8cm - 21,6cm

**L** 21,9cm - 24,1cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S