

# Stabilizator nadgarstka EB-N



Numer katalogowy

**EB-N**

Producent

**Reh4Mat**

## Opis produktu

### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu nadgarstkowego wykonana z ProFit – dwuwarstwowej tkaniny, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku.

### Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałetek ścięgniastych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

### Właściwości

1. Stabilizuje staw promieniowo nadgarstkowy, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki.
2. Poprawia funkcję chwytnej ręki, zwiększa siłę zacisku szczególnie przy chwytach siłowych (np. tenis, podnoszenie ciężarów).
3. Łagodzi dolegliwości bólowe poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk ma działanie zmniejszająca obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków po przebytych urazach.
4. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów. Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy