

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-green-p-3305.html>



## Stabilizator nadgarstka green

Numer katalogowy **E0B2-7094B**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

- posiada elastyczne usztywnienie na górze oraz sztywny,
- anatomicznie wyprofilowany dół dla lepszej stabilizacji i komfortu
- oddychająca i lekka tkanina zapewnia wygodę podczas całodziennego użytkowania
- produkt wyprodukowany z przetworzonych plastikowych butelek

### Zastosowanie:

- niestabilność więzadeł
- rehabilitacja pourazowa oraz pooperacyjna
- zespół cieśni nadgarstka
- bóle reumatyczne

### Rozmiar dobieramy po zmierzeniu obwodu nadgarstka

SM/MD Prawy  
12 do 20 cm

SM/MD Lewy  
12 do 20 cm

LG/XL Prawy  
20 do 27 cm

LG/XL Lewy  
od 20 do 27 cm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG/XL Lewy , LG/XL Prawy , SM/MD Lewy , SM/MD Prawy