

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-i-kciuka-z-szyna-1088-p-7620.html>



Stabilizator nadgarstka i kciuka z szyną - 1088

Numer katalogowy	1088
Producent	Oppo

Opis produktu

1088 Stabilizator nadgarstka i kciuka z szyną.

Wykonany z **oddychającego Breathprenu podszytego bawełną** wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne.

Numer katalogowy: 1088.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 14,0 cm - 15,9 cm

M 16,5 cm - 18,4 cm

L 19,1 cm - 21,0 cm

XL 21,6 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL