

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:34

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-i-kciuka-z-szyna-1088-p-7620.html>



## Stabilizator nadgarstka i kciuka z szyną - 1088

Numer katalogowy **1088**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1088 Stabilizator nadgarstka i kciuka z szyną.**

Wykonany z **oddychającego Breathprenu podszycyego bawełną** wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne.

**Numer katalogowy:** 1088.

**Rozmiar** (obwód wokół nadgarstka):

**S** 14,0 cm - 15,9 cm

**M** 16,5 cm - 18,4 cm

**L** 19,1 cm - 21,0 cm

**XL** 21,6 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL