

# Stabilizator nadgarstka



Numer katalogowy

**PHAF02**

Producent

**Qmed**

## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE

Stabilizator stawu nadgarstkowego marki Qmed pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw nadgarstkowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyręzonego stawu nadgarstkowego.

### CECHY PRODUKTU

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL