

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 12:06

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-p-1914.html>

Stabilizator nadgarstka



Numer katalogowy

PHAF02

Producent

Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stabilizator stawu nadgarstkowego marki Qmed pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw nadgarstkowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyręzonego stawu nadgarstkowego.

CECHY PRODUKTU

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL