

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-manu-meyra-comfort-p-1925.html>



## Stabilizator nadgarstka MANU MEYRA COMFORT

Numer katalogowy

**MY2765**

Producent

**Meyra Medical**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Zapalenie pochewek ścięgnistych, skręcenia, choroba zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowego, profilaktyka przeciążeń okolicy stawu nadgarstkowego.

#### CECHY PRODUKTU

- dopasowuje się do kształtu kończyny
- oddychający materiał
- bez uciskowe brzegi
- przyjazna dla skóry
- silikonowa wkładka na dystalnej części łokciowej
- wewnętrzna dłoniowo położona plastikowa stalka dla lepszej stabilizacji
- elastyczna taśma stabilizująca

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód nadgarstka (cm)	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6