

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-manumed-kidz-p-7893.html>



Stabilizator nadgarstka Manumed Kidz

Numer katalogowy **9803**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka

- Stabilizuje nadgarstek
- 4 rozmiary
- Metalowa szyna do formowania

Unieruchomienie i stabilizacja nadgarstka przy pomocy aluminiowej szyny.

Detale:

- Regulowany odpinany pasek na rzepy.
- Dostępny w 4 rozmiarach na lewą i prawą stronę
- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

Wskazania

- Skręcenie / dystorsja stawu nadgarstkowego
- Pooperacyjne unieruchomienie stawu nadgarstkowego
- Zapalenie ścięgien i zwyrodnienie ścięgien stawu nadgarstkowego
- Fazy zapalne w chorobach reumatycznych

Przeciwwskazania:

- W chwili obecnej nie znane.

Rozmiar

obwód nadgarstka (cm)	10 - 11	11 - 13	13 - 14	14 - 15
rozmiar	I	II	III	IV
numer artykułu	R.110.◇51	R.110.◇52	R.110.◇53	R.110.◇54

◇ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV

TYP: lewy , prawy