

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-os6260-p-2537.html>



Stabilizator nadgarstka OS6260

Numer katalogowy **OS6260**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała utkanie 3D wpływa na idealne anatomiczne dopasowanie ortezy, ponadto dołączona elastyczna taśma dociągowa pozwala indywidualnie dopasować siłę stabilizacji.

Zalecenia:

profilaktyka urazów nadgarstka, zapalenie pochewek ścięgniętych ścięgien, osteoartrozy, niewielkie urazy i niestabilności, średniej wielkości stany zapalne nadgarstka wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców, do pracy.

Działanie:

poprawa zwartości stawu, stabilizacja, kompresja.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód nadgarstka (cm)	15-18	18-21	21-24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S