

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-os6261-p-2539.html>



Stabilizator nadgarstka OS6261

Numer katalogowy **OS6261**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Opaska jest wykonana z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała elastyczna taśma dociągowa pozwala na indywidualne dopasowanie siły stabilizacji.

Zalecenia:

profilaktyka urazów nadgarstka, zapalenie ścięgien, nieduże stany zapalne pochewek ścięgniętych wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

Działanie:

poprawa zwartości stawu, stabilizacja.

rozmiar uniwersalny.