

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-universalny-n-01-p-7728.html>



Stabilizator nadgarstka – uniwersalny N-01

Numer katalogowy **9956**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- nie krępuje ruchów przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchu
- wzmacnia i stabilizuje osłabiony, przeciążony i zeszywniały nadgarstek
- elastyczne opasanie obwojowe umożliwia dopasowanie do każdego nadgarstka

Rozmiar uniwersalny