

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-z-szyna-p-3315.html>



## Stabilizator nadgarstka z szyną

Numer katalogowy **D6E9-51671**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

- Unieruchamiająca szyna od strony dłoniowej może być profilowana według indywidualnych potrzeb pacjentów
- doskonałe usztywnienie nadgarstka przy zachowaniu mobilności dłoni i ręki
- lekka i wytrzymała konstrukcja

#### Zastosowanie:

- zespół cieśni nadgarstka
- przed- i pooperacyjne unieruchomienie nadgarstka
- skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka

**Uniwersalny rozmiar** (wg obwodu nadgarstka od 15 do 22 cm)