

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-z-szynami-n-03-p-7730.html>



Stabilizator nadgarstka z szynami N-03

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 9958 |
| Producent | Neox |

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- posiada 3 szyny zapewniające najwyższy stopień stabilizacji i odciążenia nadgarstka.
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- wzmacnia i stabilizuje osłabiony, przeciążony i zeszywniały nadgarstek
- zalecany przy zmianach zwyrodnieniowych, doleczaniu lub leczeniu po urazach skrętnych nadgarstka, ostrych lub przewlekłych zapaleniach kości nadgarstka lub śródrečza, zapaleniach ścięgien, zapaleniach pochewek ścięgien nadgarstka oraz unieruchomienia pooperacyjnego
- zalecany przy leczeniu i doleczaniu zwicnięć, następstw złamań nadgarstka oraz zapobiegawczo podczas uprawiania sportu lub wyteźonej pracy
- zaprojektowany tak, aby po zamianie miejscami szyn dłoniowej i grzbietowej mógł być stosowany na prawą lub lewą dłoń

Dostępne rozmiary

S 14,0-16,0 M 16,0-18,5 L 18,5-21,0 XL 21,0-23,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL