

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-z-szynami-n-06-p-7732.html>



Stabilizator nadgarstka z szynami N-06

Numer katalogowy **9960**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego materiału AIR-FLEX™ zapewniającego naturalny proces cyrkulacji powietrza
- posiada 3 szyny zapewniające najwyższy stopień stabilizacji i odciążenia nadgarstka.
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- wzmacnia i stabilizuje osłabiony, przeciążony i zeszywniały nadgarstek
- zalecany przy zmianach zwyrodnieniowych, doleczeniu lub leczeniu po urazach skrętnych nadgarstka, ostrych lub przewlekłych zapaleniach kości nadgarstka lub śródreżca, zapaleniach ścięgien,
- zapaleniach pochewek ścięgien nadgarstka oraz unieruchomienia pooperacyjnego
- zalecany przy leczeniu i doleczeniu zwichnięć, następstw złamań nadgarstka oraz zapobiegawczo podczas uprawiania sportu lub wyjątkowej pracy
- zaprojektowany tak, aby po zamianie miejscami szyn dłoniowej i grzbietowej mógł być stosowany na prawą lub lewą dłoń

Dostępne rozmiary

S 14,0-16,0 **M** 16,0-18,5 **L** 18,5-21,0 **XL** 21,0-23,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL