

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-nadgarstka-ze-stabilizacja-kciuka-n-02-p-7729.html>



## Stabilizator nadgarstka ze stabilizacją kciuka N-02

Numer katalogowy **9957**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- nie krępuje ruchów przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchu
- wzmacnia i stabilizuje osłabiony, przeciążony i zeszywniały nadgarstek
- powoduje usztywnienie i odciążenie nadgarstka oraz śródrečca
- zapięcie rzepowe na kciuku powoduje usztywnienie i zmniejszenie bólu kciuka
- elastyczne opasanie obwojowe umożliwia dopasowanie do każdego nadgarstka

### Dostępne rozmiary

**S 14,0-15,9 M 16,5-18,4 L 19,1-21,0 XL 21,6-23,5**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL