

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-obojczyka-4075-p-7647.html>



## Stabilizator obojczyka - 4075

Numer katalogowy **4075**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **4075 Stabilizator obojczyka.**

Stabilizator unieruchamia obojczyk i zapewnia pacjentowi komfort. Może być używany jako pomoc w stabilizacji obojczyka po złamaniach. Jest łatwy w użyciu, może być używany przez dorosłych i dzieci. Nie należy go stosować jako korektora postawy.

**Numer katalogowy:** 4075.

**Rozmiar** (obwód klatki piersiowej pod ramionami):

**XS** 46,0 cm - 53,7 cm

**S** 54,0 cm - 63,8 cm

**M** 64,1 cm - 76,5 cm

**L** 76,8 cm - 89,2 cm

**XL** 89,5 cm - 104,5 cm.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL