



Stabilizator obojczyka

Numer katalogowy **SP-227**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany ze Specjalnej pianki obszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania.

- Zapewnia unieruchomienie obojczyka, koryguje wady postawy
- Szczególnie polecany przy zwiększonej kyfozie piersiowej, urazach obojczyka, zespołach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa oraz w procesie doleczenia

Poprzez zastosowanie unikalnej peloty grzbietowej została wzmocniona stabilizacja między łopatkami. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

S: 54,0-63,8cm,

M: 64,1-76,5cm,

L: 76,8-89,2cm,

XL: 89,5-104,5cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL