

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-obojczyka-medi-clavicle-support-kidz-p-7889.html>



Stabilizator obojczyka medi clavicle support Kidz

Numer katalogowy **9799**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator obojczyka

- Przyjemny w noszeniu
- Łatwe i bezpieczne dopasowanie
- Modny wzór

Pewne mocowanie obręczy barkowej. Wspomaga prawidłowe zrośnięcie złamanej kości poprzez odprowadzenie stawu barkowego.

Detale:

- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

Wskazania

- Złamania pourazowe i pooperacyjne
- Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

Przeciwwskazania

- Ucisk dróg oddechowych
- Ucisk wiązki nerwowo-naczyniowej

Rozmiar

wiek	od 3 do 8 lat	od 8 do 12 lat
rozmiar	I	II
numer artykułu	R.333.011	R.333.012

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II