

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-obojczyka-typu-osemka-p-1588.html>



Stabilizator obojczyka typu ósemka

Numer katalogowy **TGO SO 201**

Producent **Timago**

Opis produktu

Stabilizator obojczyka wykonany jest z tkaniny piankowej obszytej bawełną. Regulowany bezstopniowo za pomocą dwóch krzyżujących się pasów zapinanych na rzep, dzięki którym pozwala na pewne unieruchomienie obojczyka i cofnięcie barków do pozycji anatomicznej. Wyprofilowany w części pachowej zapewnia komfort noszenia.

Stabilizator obojczyka stosuje się w celu unieruchomienia i stabilizacji po złamaniach obojczyka lub zwichnięciach barkowo-obojczykowych.

Nie należy stosować stabilizatora do korekty postawy.

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- zwichnięcia barkowo-obojczykowe
- unieruchomienie złamania obojczyka

ROZMIAR	OBWÓD RAMION (cm)
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL