

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-objczykow-ic-30-p-2121.html>



Stabilizator obojczyków IC-30

Numer katalogowy	IC-30
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator wykonany z dwóch taśm zapinanych taśmami velcro do poduszki piersiowej, wykończenie bawełniane i frotte.

Zastosowanie:

Korekcja postawy, pourazowo, pooperacyjnie.

Działanie:

Cofnięcie barków, stabilizacja obojczyków.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	0 (dzieci)	1	2
w cm	55-65	65-80	>80

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2