

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-obojczykow-op1130-p-2493.html>



Stabilizator obojczyków OP1130

Numer katalogowy **OP1130**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Dziecięcy stabilizator obojczyków wykonany jest z dzianiny o strukturze plastra miodu, wykończone od strony ciała materiałem frotte, dodatkowe miękkie zabezpieczenia welurowych taśm ramiennych oraz regulowana długość pozwalają bardzo dobrze dopasować i zapewniają skuteczne oddziaływanie prostotrzymacza. Gruba tylna pelota zapewnia komfort oraz odpowiednie przyleganie prostotrzymacza do pleców, podczas zbliżenia łopatek w kierunku dokręgosłupowym.

Zalecenia:leczenie złamań obojczyków, nastawienie złamania obojczyka.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR/(wiek)	1/(2-6 lat)	2/(6-12 lat)
Obwód klatki piersiowej (cm)	48-58	58-72

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2