

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-pneumatyczny-stawu-skokowego-4009-p-7530.html>



Stabilizator pneumatyczny stawu skokowego - 4009

Numer katalogowy **4009**

Producent **Oppo**

Opis produktu

4009 Stabilizator pneumatyczny stawu skokowego.

Zapewnia doskonałe usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając jednocześnie poruszanie stopą. Wewnętrzne wkładki penumatyczne, pokryte miękką pianką, unieruchamiają staw, a jednocześnie zwiększają komfort. Stosowany w przypadku leczenia skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo-goleniowego, niestabilności, a także podczas rehabilitacji pooperacyjnej.

Numer katalogowy: 4009.

Rozmiar (rozmiar buta):

M 40cm - 41cm

L 42cm - 44cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M