

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-ramie-protectarm-sling-p-7907.html>



Stabilizator ramię protect.Arm sling

Numer katalogowy **9819**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego

Wskazania

- pooperacyjne unieruchomienie
- dyslokacja barku

Zasada działania

wykonany z przyjaznego dla skóry materiału bawełnianego

Właściwości

proste i szybkie przystosowanie i dopasowanie materiału

pomiar długość od stawu łokciowego do kości śródreczą

- **S** do 33 nr art. G.670.302
- **M** 33 – 40 nr art. G.670.303
- **L** o 40 nr art. G.670.304

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S