

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-barkowego-b-02-p-7738.html>

## Stabilizator stawu barkowego B-02



Numer katalogowy **9966**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- polepsza krążenie krwi poprzez mikromasaż
- stosowany w celu łagodzenia objawów zwichnięć, zapalenia kałetek maziowych i zapalenia ścięgien
- zalecany w doleczaniu zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu, schorzeń wywołanych osteoporozą, stanów pourazowych stawu, przewlekłych procesów zapalnych
- wykonany w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia

#### Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):

**S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-105 XXL 105-120 XXXL 120-135**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL