

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-barkowo-obojczykowego-medi-armschlinge-p-7838.html>



Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego medi Armschlinge

Numer katalogowy **9748**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego

Wskazania

- stabilizator stawu barkowo-obojczykowego
- przy dyslokacji stawu barkowego

Sposób działania

- odciążenie ramienia, barku i łokcia
- adopcja barku i unieruchomienie ramienia

Korzyści produktu

- rozmiar uniwersalny Rękaw może być dostosowany do różnej wielkości – proste składanie i bezpieczne zapięcie na rzep.
- można zakładać na prawą i lewą rękę.

Dostępne także w wersji medi Kidz.

Rozmiar:

rozmiar
numer artykułu

uniwersalny
R.040.G09