

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-barkowo-obojczykowego-medi-armschlinge-kidz-p-7890.html>



## Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego medi Armschlinge Kidz

Numer katalogowy **9800**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego

- Modny wzór
- Komfortowy materiał

Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego. Odciążenie barku, ramienia i łokcia. Adopcja barku i unieruchomienie ramienia.

#### Detale:

- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

#### Wskazania

- unieruchomienie po operacjach barku
- dyslokacja stawu barkowego (zwichnięcie, wywichnięcie)

#### Przeciwwskazania:

- W chwili obecnej nie znane.

#### Rozmiar

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| wiek           | od 3 do 8 lat | od 8 do 12 lat |
| rozmiar        | I             | II             |
| numer artykułu | R.040.GK1     | R.040.GK2      |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II