

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-barkowo-obojczykowego-medi-armschlinge-kidz-p-7890.html>



## Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego medi Armschlinge Kidz

Numer katalogowy **9800**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego

- Modny wzór
- Komfortowy materiał

Stabilizator stawu barkowo-obojczykowego. Odciążenie barku, ramienia i łokcia. Adopcja barku i unieruchomienie ramienia.

#### Detale:

- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

#### Wskazania

- unieruchomienie po operacjach barku
- dyslokacja stawu barkowego (zwichnięcie, wywichnięcie)

#### Przeciwwskazania:

- W chwili obecnej nie znane.

#### Rozmiar

wiek	od 3 do 8 lat	od 8 do 12 lat
rozmiar	I	II
numer artykułu	R.040.GK1	R.040.GK2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II