

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:06

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-1022-p-7539.html>



## Stabilizator stawu kolanowego - 1022

Numer katalogowy **1022**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1022 Stabilizator stawu kolanowego.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej w celu jej przyspieszenia.

**Kolor:** beżowy, czarny.

**Numer katalogowy:** 1022.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 33,7cm - 35,9cm

**M** 36,2cm - 38,4cm

**L** 38,7cm - 43,5cm

**XL** 43,8cm - 51,1cm

**XXL** 51,4cm - 56,2cm.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL

**Kolor:** beżowy , czarny