

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-1022-p-7539.html>



Stabilizator stawu kolanowego - 1022

Numer katalogowy **1022**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1022 Stabilizator stawu kolanowego.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej w celu jej przyspieszenia.

Kolor: beżowy, czarny.

Numer katalogowy: 1022.

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 33,7cm - 35,9cm

M 36,2cm - 38,4cm

L 38,7cm - 43,5cm

XL 43,8cm - 51,1cm

XXL 51,4cm - 56,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL

Kolor: beżowy , czarny