

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-1023-p-7540.html>



Stabilizator stawu kolanowego - 1023

Numer katalogowy	1023
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1023 Stabilizator stawu kolanowego.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podsytego bawełną**, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia.

Numer katalogowy: 1023.

Rozmiar: uniwersalny.