

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-4103-a-p-2278.html>



Stabilizator stawu kolanowego 4103-A

Numer katalogowy **4103-A**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm otwierany z przodu do podstawy rzepki oraz na łydce, z otworem na rzepkę, dopinany na velcro elementem podpierającym rzepkę, stawkami bocznymi, taśmami dociągowymi. Łatwy w dopasowaniu i zakładaniu dzięki rozcięciu rękawa na udzie i podudziu oraz otworami wentylacyjnymi w dole podkolanowym.

Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje także sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji, wszystkie przypadki wymagające stabilizowania rzepki oraz stabilizacji bocznej.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz rzepki, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych, łatwe dopasowanie do specyficznej budowy anatomicznej dzięki rozcięciom na udzie i łydce.

Długość: 34 cm.

Kolor: 4103-A(granat) / 5103-A(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy