

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-4103-p-2277.html>



Stabilizator stawu kolanowego 4103

Numer katalogowy	4103
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego z otworem na rzepkę, wykonany z neoprenu o grubości 5 mm. Posiada dodatkowy element stabilizujący rzepkę dopinany na velcro, stalki boczne i taśmy dociągowe oraz otwory wentylacyjne w dole podkolanowym.

Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje także sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji, wszystkie przypadki wymagające stabilizowania rzepki, stabilizacja boczna.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz rzepki, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych.

Długość: 34 cm.

Kolor: 4103(granat) / 5103(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy