

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-4105-p-2282.html>



## Stabilizator stawu kolanowego 4105

Numer katalogowy	<b>4105</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: otwór na rzepkę, silikonowy pierścień stabilizujący ją oraz stalki boczne.

#### Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, dolegliwości stawu rzepkowo-udowego, podwichnięcia rzepki, chondromalacja rzepki, lekkie kontuzje sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji.

#### Działanie:

stabilizacja rzepki, mikro-masaż podczas aktywności fizycznej (chód, bieg), ucisk, izolacja cieplna, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych.

**Długość:** 27 cm.

**Kolor:** 4105(granat) / 5105(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**Kolor:** beżowy , granatowy