

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-4109-p-2289.html>



Stabilizator stawu kolanowego 4109

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 4109 |
| Producent | Orliman |

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: otwór na rzepkę, mocowaną na velcro dodatkowy pierścień stabilizujący rzepkę, stalki boczne, odpowiednio wyprofilowane taśmy zwiększające wydolność więzadeł krzyżowych, rozcięcie na podudziu oraz otwory wentylacyjne w dole podkolanowym.

Zastosowanie:

hypermobilność rzepki, niestabilność pochodzenia więzadeł krzyżowych lub pobocznych.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych pochodzenia więzadłowego.

Długość: 34 cm.

Kolor: 4109(granat) / 5109(beż).

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obwód kolana na wysokości rzepek (cm) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-49 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy