

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-4109-p-2289.html>



Stabilizator stawu kolanowego 4109

Numer katalogowy	4109
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: otwór na rzepkę, mocowaną na velcro dodatkowy pierścień stabilizujący rzepkę, stalki boczne, odpowiednio wyprofilowane taśmy zwiększające wydolność więzadeł krzyżowych, rozcięcie na podudziu oraz otwory wentylacyjne w dole podkolanowym.

Zastosowanie:

hypermobilność rzepki, niestabilność pochodzenia więzadeł krzyżowych lub pobocznych.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych pochodzenia więzadłowego.

Długość: 34 cm.

Kolor: 4109(granat) / 5109(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy