

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-4116-p-2298.html>



Stabilizator stawu kolanowego 4116

Numer katalogowy	4116
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: otwór na rzepkę, silikonowy pierścień stabilizujący rzepkę i stalki boczne, otwarta tylną część podudziową, otwory wentylacyjne w dole podkolanowym.

Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji.

Działanie:

stabilizacja rzepki, mikro-masaż podczas aktywności fizycznej (chód, bieg), ucisk, izolacja cieplna, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych.

Długość:34 cm.

Kolor:4116(granat) / 5116(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy