

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-6103-a7103-a-ze-stalkami-bocznymi-p-2242.html>



## Stabilizator stawu kolanowego 6103-A/7103-A (ze stalkami bocznymi)

Numer katalogowy **6103-A/7103-A**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator wykonany jest z materiału 3-TEX®, jest w pełni otwierany z przodu, posiada: stalki boczne, górne i dolne taśmy dociągowe oraz otwór na rzepekę.

#### Zastosowanie:

Tendonitis, bóle stawowe, lekkie skręcenia stawu kolanowego, stany zapalne, po artroskopii, pooperacyjnie, dolegliwości i choroby reumatyczne, duża dysproporcja w obwodach uda i podudzia.

#### Działanie:

podparcie, ucisk i bardzo dobre przyleganie do kończyny, podczas chodzenia i biegania otwór na rzepekę wywołuje mikro-masaż powodujący poprawę krążenia w kończynie oraz wspomaga absorpcję obrzęków okołostawowych.

**Długość:** 35 cm.

**Kolor:** 6103-A(beż) / 7103-A(czarny).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód kolana na wysokości rzepek (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	50-55

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** beżowy , czarny

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL