

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-61037103-ze-stalkami-bocznymi-p-2240.html>



Stabilizator stawu kolanowego 6103/7103 (ze stawkami bocznymi)

Numer katalogowy **6103/7103**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, ponadto posiada: otwór na rzepkę i pierścień silikonowy stabilizujący rzepkę, stłki boczne, górne i dolne taśmy dociągowe oraz rozcięcie na tylnej części podudzia.

Zastosowanie:

Tendonitis, bóle stawowe, lekkie skręcenia stawu kolanowego, stany zapalne, po artroskopii, pooperacyjnie.

Działanie:

podparcie, ucisk i bardzo dobre przyleganie do kończyny, podczas chodzenia i biegania pierścień silikonowy, stabilizujący rzepkę wywołuje mikro-masaż powodujący poprawę krążenia w kończynie oraz wspomaga absorpcję obrzęków okołostawowych.

Długość: 35 cm.

Kolor: 6103(beż) / 7103(czarny).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	50-55

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: beżowy , czarny