

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-81049104-p-2233.html>

## Stabilizator stawu kolanowego 8104/9104

Numer katalogowy	<b>8104/9104</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z oddychającego, elastycznego dzianinowego materiału. Zawiera pierścień silikonowy, który kontroluje rzepkę we wszystkich kierunkach. W trakcie chodzenia pierścień i materiał frotte zakrywający otwór na rzepkę uciskają i masują jej okolice powodując redukcję obrzęku limfatycznego oraz resorpcję krwiaka, poprzez zwiększenie intensywności miejscowego metabolizmu komórkowego. Stalki boczne zapobiegają zwijaniu się dzianiny i zwiększają stabilizację boczno-przyśrodkową stawu. Orteza kolana jest komfortowa w stosowaniu i łatwa w zakładaniu, obszar podkolanowy ma specjalne utkanie gwarantujące przewiewność oraz odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci. Pierścień silikonowy w części dolnej przylegającej do więzadła właściwego rzepki jest wyprofilowany zgodnie z anatomią tej części kolana pozwalając na efektywną stabilizację rzepki w przypadkach występujących podwichnięć, zwichnięć lub stanów zapalnych. Wewnątrz rękawa znajduje się silikonowe wykończenie zapobiegające zsuwaniu się stabilizatora.

#### Zastosowanie:

podrażnienia (Tendomiopatie, pierwsza faza ligamentozy, artrozy średniego stopnia, po urazach, pooperacyjnie w Arthritis), wypadki niestabilności (rzepkowych i/lub boczno-przyśrodkowych).

**Długość:** 34 cm.

**Kolor:** 8104 (beż) / 9104 (czarny).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód w połowie uda (cm)	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59
Obwód podudzia (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

**Kolor:** beżowy , czarny