

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-9425094251-z-regulacja-konta-zgiecia-i-wyprostupu-2258.html>



## Stabilizator stawu kolanowego 94250/94251 (z regulacją konta zgięcia i wyprost)

Numer katalogowy **94250/94251**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego składający się z 4 lub 2 taśm podkładowych oraz monocentrycznych szyn stabilizujących, które mocowane są 4 taśmami dociągowymi do kończyny, regulacja kątowa odbywa się co 10 stopni w zakresie 0-80 stopni.

#### **Zastosowanie:**

niestabilności stawu kolanowego, pooperacyjnie, pourazowo, proces rehabilitacji, w celu pełnego unieruchomienia kończyny w stawie kolanowym, gdy wymagana jest dokładna kontrola zakresu ruchu w stawie kolanowym (po zabiegach na więzadłach krzyżowych).

#### **Działanie:**

stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz przednio-tylna kolana.

#### **Dostępne (inne) modele:**

94250 (4 taśmy podkładowe, 4 taśmy dociągowe).

94251 (2 taśmy podkładowe, 4 taśmy dociągowe).

**Długość:** 43 cm lub 59 cm.

**Kolor:** czarny.

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** 94250 , 94251