

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-k-01-p-7705.html>



Stabilizator stawu kolanowego K-01

Numer katalogowy **9933**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza obciążenie stawu kolanowego, bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł
- nie krępuje ruchów przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchu kolana

Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):

S 33,5-36,0 **M** 36,0-38,5 **L** 38,5-43,5 **XL** 43,5-51,0 **XXL** 51,0-55,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL