

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-p-1820.html>



## Stabilizator stawu kolanowego

Numer katalogowy **PHAI02**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Stabilizator stawu kolanowego marki Qmed pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu kolanowego.

#### CECHY PRODUKTU

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                             |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rozmiar                     | S       | M       | L       | XL      |
| Obwód stawu kolanowego (cm) | 27 - 33 | 30 - 38 | 39 - 45 | 46 - 49 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL