

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:05

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-p-1820.html>



Stabilizator stawu kolanowego

Numer katalogowy **PHAI02**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stabilizator stawu kolanowego marki Qmed pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyręzonego stawu kolanowego.

CECHY PRODUKTU

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu kolanowego (cm)	27 - 33	30 - 38	39 - 45	46 - 49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL