

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-elastycznej-przewiewnej-tkaniny-z-zawiasami-i-silikonowym-wzmocnieniem-rzepki-2438h-p-7548.html>



## Stabilizator stawu kolanowego z elastycznej, przewiewnej tkaniny, z zawiasami i silikonowym wzmocnieniem rzepki. - 2438H

Numer katalogowy	<b>2438H</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **2438H Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z przewiewnej tkaniny, ze wzmocnieniami bocznymi i silikonowym wzmocnieniem rzepki.**

Unikalny stabilizator, wykonany z elastycznego **lekkiego i przewiewnego** materiału, zapewniający, dzięki zastosowanym wzmocnieniom bocznym z zawiasami, całkowitą stabilizację poprzeczną kolana i ochronę przed przeprostem. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń rzepki, łętkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. po skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł.

**Numer katalogowy:** 2438.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 28,6cm - 33,7cm

**M** 34,3cm - 40,6cm

**L** 41,3cm - 47,6cm

**XL** 48,3cm - 55,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL