

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgięcia-4104-p-2279.html>



Stabilizator stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia 4104

Numer katalogowy **4104**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: policentryczne szyny boczne, otwór na rzepkę, dodatkowy element stabilizujący rzepkę mocowany na velcro, taśmy dociągowe, rozcięcie na podudziu, otwory wentylacyjne w dole podkolanowym. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje także sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji, wszystkie przypadki wymagające stabilizowania rzepki, niestabilności boczno-przyśrodkowe oraz pochodzenia więzadłowo-terebkowego.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz rzepki, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych.

Długość: 34 cm.

Kolor: 4104(granat) / 5104(beż).

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obwód kolana na wysokości rzepki (cm) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-49 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy