

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgięcia-4104-p-2279.html>



## Stabilizator stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia 4104

Numer katalogowy **4104**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: policentryczne szyny boczne, otwór na rzepkę, dodatkowy element stabilizujący rzepkę mocowany na velcro, taśmy dociągowe, rozcięcie na podudziu, otwory wentylacyjne w dole podkolanowym. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

#### Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje także sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji, wszystkie przypadki wymagające stabilizowania rzepki, niestabilności boczno-przyśrodkowe oraz pochodzenia więzadłowo-terebkowego.

#### Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz rzepki, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych.

**Długość:** 34 cm.

**Kolor:** 4104(granat) / 5104(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** beżowy , granatowy

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL