

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgiecia-6104-a7104-a-p-2245.html>



Stabilizator stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia 6104-A/7104-A

Numer katalogowy **6104-A/7104-A**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, jest w pełni otwierany z przodu, posiada: wyprofilowane anatomicznie policentryczne szyny boczne, górne i dolne taśmy dociągowe, otwór na rzepkę. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

Zastosowanie:

Tendonitis, bóle stawowe, lekkie skręcenia stawu kolanowego, stany zapalne, pooperacyjnie, dolegliwości i choroby reumatyczne, bardzo duże obwody kończyny dolnej, duża dysproporcja w obwodach uda i podudzia.

Działanie:

podparcie, ucisk i bardzo dobre przyleganie do kończyny, podczas chodzenia i biegania otwór na rzepkę wywołuje mikro-masaż powodujący poprawę krążenia w kończynie oraz wspomaga absorpcję obrzęków okołostawowych, stabilizacja boczno-przyśrodkowa stawu.

Kolor: 6104-A(beż) / 7104-A(czarny).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	50-55

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: beżowy , czarny