

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgiecia-81069106-p-2236.html>

Stabilizator stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia 8106/9106

Numer katalogowy	8106/9106
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z oddychającego, elastycznego dzianinowego materiału. Zawiera pierścień silikonowy kontrolujący rzepkę we wszystkich kierunkach. W trakcie chodzenia pierścień i frotowy materiał zakrywający otwór na rzepkę uciskają i masują jej okolice powodując redukcję obrzęku limfatycznego oraz resorpcję krwiaka, poprzez zwiększenie intensywności miejscowego metabolizmu komórkowego. Szyny boczne zwiększają stabilizację boczno-przyśrodkową stawu. Orteza kolana jest komfortowa w stosowaniu i łatwa w zakładaniu, obszar podkolanowy ma specjalne utkanie gwarantujące przewodność oraz odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci. Pierścień silikonowy w części dolnej przylegającej do więzadła właściwego rzepki jest wyprofilowany zgodnie z anatomią tej części kolana pozwalając na efektywną stabilizację rzepki w przypadkach występujących podwichnięć, zwichnięć lub stanów zapalnych. Wewnątrz rękawa znajduje się silikonowe wykończenie zapobiegające zsuwaniu się stabilizatora. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

Zastosowanie:

epizody podrażnienia (Tendomiopatie, pierwsza faza ligamentozy, artrozy średniego stopnia, po urazach, pooperacyjnie w Arthritis), wypadki niestabilności (rzepkowych i/lub boczno-przyśrodkowych), nawracające dolegliwości stawu kolanowego na różnym tle (RZS, Arthrosis), zalecane do korekcji szpotawości/koślawości połączonych z niestabilnością stawu.

Długość: 34 cm.

Kolor: 8106 (beż) / 9106 (czarny).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód w połowie uda (cm)	36-39	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
Obwód podudzia (cm)	26-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: beżowy , czarny

