

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-dwuosiowymi-air-flex-k-22-p-7719.html>



## Stabilizator stawu kolanowego z szynami dwuosiowymi Air-FleX K-22

Numer katalogowy **9947**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego materiału AIR-FLEX™ zapewniającego naturalny proces cyrkulacji powietrza
- wzmocnienia boczne – dwuosiowe szyny
- zapewnia komfort termiczny i właściwe odprowadzenie wilgoci.
- zapewnia najwyższy stopień stabilizacji w przypadkach przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana oraz urazów więzadeł krzyżowych (przedniego ACL lub tylnego PCL), połączonych z niestabilnością
- chroni przed przeprostem
- eliminuje bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami, zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego

#### **Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):**

**S** 32,0-35,0 **M** 35,0-38,0 **L** 38,0-41,0 **XL** 41,0-46,0 **XXL** 46,0-51,0

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL